

بیماری آگلوتینین سرد (CAD)

نوعی بیماری است که در آن آنتی‌بادی سرد اغلب از نوع Igm علیه گلبول‌های قرمز خون ایجاد می‌شود و ممکن است در برخی از بیماران مبتلا به کم‌خونی همولیتیک خودایمنی، پنومونی آتیپیک ویا در میان سایر بیماران دیده شود.

در این بیماری گلبولهای قرمز با قرار گرفتن در معرض دمایی که کمتر از دمای اصلی بدن است، به هم می‌چسبند. زمانی که خون به نواحی محیطی بدن مانند انگشتان دست، انگشتان پا، نوک بینی و گوش‌ها می‌رسد، کمی خنک‌تر می‌شود. در دمای پایین‌تر، آنتی‌بادی‌های آگلوتینین سرد روی سطح گلبول‌های قرمز باعث می‌شوند که سلول‌ها به هم چسبیده و حرکت آنها از طریق رگ‌های خونی دشوارتر شود و در نتیجه آکروسیانوز ایجاد می‌شود (پوست در نواحی محیطی بدن آبی یا بنفش می‌شود).

کم‌خونی همولیتیک ناشی از اتوآنتی‌بادی‌های آگلوتینین سرد ممکن است منشأ اولیه (ناشی از کم‌خونی همولیتیک با پدیده رینود) یا منشأ ثانویه در پاسخ به یک فرآیند عفونی (مانند مایکوپلاسما پنومونیه، مونونوکلئوز عفونی، سیتومگالوویروس، HIV) یا در نئوپلاسم‌ها (لنفوم، لوسمی لنفوسیتی مزمن) دیده شود.

اگر این بیماری با تخریب گلبول‌های قرمز خون مرتبط باشد، می‌تواند منجر به کم‌خونی، خستگی، زردی و تنگی نفس شود. در برخی موارد، ادرار تیره

می‌شود که ناشی از هم‌آزاد شده از گلبولهای قرمز است. همچنین در این شرایط LDH و بیلی‌روبین بیمار افزایش پیدا کرده و اغلب تست کومبس مستقیم این بیماران مثبت می‌باشد.

اگرچه این آنتی‌بادی‌ها در دمای 4°C بهتر واکنش نشان می‌دهند، ولی اتوآنتی‌بادی‌های آگلوتینین سرد پاتولوژیک می‌توانند در دمای $31-28^{\circ}\text{C}$ واکنش شدیدی را موجب شوند. آگلوتیناسیون RBC با افزایش دما چه در شرایط *in vitro* و چه *in vivo* برگشت پذیر است. آگلوتیناسیون در محیط آزمایشگاه ناشی از کاهش دما ابتدا به صورت ماکروسکوپی با حضور تجمعات کوچک RBC در امتداد دیواره لوله با ضد انعقاد و متعاقباً به صورت میکروسکوپی با مشاهده خوشه‌های RBC در لام خون محیطی تشخیص داده می‌شود. با قرار دادن ویال CBC در دمای 37°C و مشاهده از بین رفتن تجمعات RBC‌ها وجود آگلوتینین سرد تایید می‌شود.

وجود آگلوتینین سرد در انجام تست CBC، کراس‌مچ و تعیین گروه خونی اختلال ایجاد می‌کند؛ به طوری که در نتیجه CBC منجر به افزایش کاذب WBC، MCV، MCH، MCHC می‌شود و همچنین تعداد RBC و درصد هماتوکریت کاهش پیدا می‌کند. در تعیین گروه‌خونی نیز، در سل‌تایپ به طور کاذب به صورت گروه خونی AB دیده می‌شود و سل‌تایپ و بک‌تایپ با هم همخوانی ندارند.


برسد و در ضمن نمونه کنترل از خود RBC بیمار در شرایط 37°C استفاده شود تا مثبت واقعی از کاذب قابل تشخیص باشد.

کرایوگلوبولین‌ها

ایمونوگلوبولین‌هایی هستند که در دمای زیر 37°C درجه رسوب می‌کنند و می‌توانند باعث آسیب به ارگانهای حیاتی شوند. سه نوع کرایوگلوبولین وجود دارد: نوع I بیشتر با گاموپاتی مونوکلونال و یا سایر اختلالات هماتولوژیک همراه است و نوع II و III (معروف به کرایوگلوبولین‌های مخلوط) که با بیماری‌های عفونی و سیستمیک مرتبط هستند. جهت افتراق کرایوگلوبولین از آگلوتینین سرد باید به این نکته توجه کرد که در کرایوگلوبولینمی، آنتی-بادی‌ها علیه ناحیه ثابت آنتی‌بادی‌های دیگر تولید می‌شود اما در آگلوتینین سرد، آنتی‌بادی علیه آنتی‌ژن‌های گلبول‌های قرمز تولید می‌شود.

نحوه انجام تست:

نمونه خون بیمار ابتدا باید در دمای 37°C نمونه‌گیری و نگهداری شود تا از رسوب زودرس کرایوگلوبولین‌ها جلوگیری شود. نمونه باید در دمای 37°C نگه‌داری شده تا لخته تشکیل شود. سپس در دمای 37°C سانتریفیوژ شده و سرم بیمار جدا می‌شود. در ادامه 3mL سرم به مدت 72 ساعت (حداکثر تا 7 روز) در دمای 4°C به طور روزانه از نظر وجود رسوب بررسی می‌شود. می‌توان در این مدت از نمونه سرم بیمار در دمای 37°C به عنوان شاهد استفاده کرد. در صورت وجود رسوب، مقدار این پروتئین‌ها اندازه‌گیری شده و نمونه گرم می‌شود تا مشخص شود که این رسوب



از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی برای از بین بردن اثر این آنتی‌بادی‌ها استفاده از روش پیش‌گرمایی می‌باشد. در این روش اگر بیمار case شناخته شده باشد قبل از نمونه‌گیری ویال‌ها و سرنگ به دمای 37°C می‌رسد و بلافاصله بعد از نمونه‌گیری نمونه به دستگاه سل‌کانتر برای انجام تست CBC داده می‌شود. در تست CBC همچنین میتوان پلاسما را خارج و هم‌حجم آن از نرمال سالین استفاده کرد. جهت انجام کراس‌میچ در این بیماران باید نرمال سالین، لوله‌ها و آنتی‌سرم‌ها به دمای 37°C برسد و قبل از تزریق حتما کیسه خون به دمای 37°C برسد.

تعیین گروه‌خونی در این بیماران حتما باید با روش لوله‌ای باشد و RBC‌ها باید با نرمال سالین گرم شستشو شوند تا اثر آنتی‌های سرد حذف شود. در بکتایپ هم نمونه پلاسما حتما باید به 37°C

نکته ای که در کرایوگلوبولینمی باید به آن توجه کرد این است که تجمع کرایوگلوبولین‌ها ممکن است منجر به شمارش نادرست پلاکت‌ها و RBC ها نیز شوند.

کرایوفیبرینوژنمی


یک کرایوپروتئین است که بر خلاف کرایوگلوبولین، رسوب فقط در پلاسما و نه در سرم تشکیل می شود. وجود کرایوفیبرینوژن در پلاسما می تواند بدون علامت باشد و یا با تظاهرات پوستی، عدم تحمل سرما، پدیده رینود، پورپورا، نکروز پوست، زخم آکرال و قانقاریا مشخص شود.

رسوباتی که در پلاسما (پلاسمای EDTA دار) و نه سرم در دمای سرد ایجاد می شوند برای کرایوفیبرینوژن مثبت گزارش می شوند. لخته‌های فیبرینی که به آهستگی شکل می‌گیرند با ناتوانی در حل مجدد در هنگام گرم شدن از رسوبات کرایوگلوبولین متمایز می‌شوند.

نحوه انجام تست:

روش انجام تست مشابه روش اندازه‌گیری کرایوگلوبولین می‌باشد با این تفاوت که نمونه مورد نظر پلاسمای EDTA دار بوده و حجم آن به اندازه 0.5 mL کفایت می‌کند. همچنین با افزایش دما به 37 درجه تجمعات فیبرینی حل نخواهد شد.

حل می‌شود یا خیر. در صورت حل شدن رسوب در دمای 37°C وجود کرایوگلوبولین تایید می‌شود.



اگر تست کرایوگلوبولین مثبت باشد، الکتروفورز پروتئین و الکتروفورز ایمونوفیکساسیون (IFE) انجام می‌شود تا مشخص شود که کدام نوع پروتئین به عنوان کرایوگلوبولین وجود دارد و فرد دارای کدام نوع کرایوگلوبولینمی است.

نتایج منفی کاذب ممکن است به دلایل زیر رخ دهد. (1) اگر در زمان نمونه‌گیری، لخته شدن وسانتریفیوژ دما کمتر از 37°C باشد رسوبات قبل از شروع تست تشکیل شده و منجر به نتیجه منفی کاذب در زمان تست خواهد شد. بنابراین جمع آوری نمونه، لخته شدن وسانتریفیوژ در دمای مناسب برای جلوگیری از نتایج منفی کاذب ضروری است. (2) نگهداری نمونه در دمای بالاتر از 4°C در زمان انجام تست ممکن است تشکیل رسوب کرایو را مختل یا لغو کند و به بروز نتایج منفی کاذب کمک کند. (3) لیپمی در نمونه بیمار باعث کدورت سرم به دلیل لیپیدها می‌شود و ممکن است در شناسایی صحیح کرایوگلوبولین اختلال ایجاد کند.